

Vortex

Gebruik

1. Schud de medicatie krachtig
2. Verwijder de beschermdop van de inhalator
3. Plaats de inhalator op de Vortex.
4. Zet het kind rechtop op uw schoot en hou de Vortex horizontaal.
5. Plaats het masker zo dat neus en mond bedekt zijn.
Of neem het mondstuk in de mond, tussen uw tanden en sluit de lippen goed rond het mondstuk.
6. Laat het kind rustig in- en uitademen langs de mond.
De klep beweegt wanneer het kind goed ademt.
7. Druk 1 x op de inhalator zodat de medicatie vrijkomt in de Vortex.
8. Laat het kind 10 x in- en uitademen.
9. Adem zeer krachtig in en hou de adem 5 tellen op.
10. Spoel de mond na gebruik.

Let op: bij meerdere puffs moet stap 1, 7, 8 en 9 herhaald worden, want elke puff moet apart gegeven worden. Ook als u 2 puffs van eenzelfde medicatie moet geven, moeten deze afzonderlijk worden toegediend.

Onderhoud

- **1 x per week**

1. Reinig in lauw water met wat detergent.
2. Niet spoelen. Verwijder het gummi-uiteinde van de Vortex.
Toestel niet onder de waterstraal houden om het ventiel niet

te beschadigen.

3. Droog de buitenkant af met een zuivere doek.

4. Laat de binnenkant drogen – niet afdrogen.

- **Na elke inhalatie**

Reinig het masker indien nodig en bewaar de Vortex in een stofvrije doek.

Aandacht

- De Vortex wekelijks reinigen.
- Controleer regelmatig of de puff nog niet leeg is, m.a.w. of u nog iets hoort, voelt en ziet vrijkomen bij het toedienen van een puff.
- Bij de ingebruikname van een nieuwe puff is het van belang deze een paar keer in de lucht te spuiten. Pas dan bevat iedere puff de benodigde hoeveelheid geneesmiddel.

Richtlijnen voor het correct inhaleren van medicatie met de Vortex :



www.azdelta.be

Bron: dienst kinderziekten, 29 januari 2019