

## *Instructies voor mutatie-analyse bij vaste tumoren*

<u>Uitvoerfrequentie:</u>	Wekelijks.
<u>Antwoordtijd:</u>	Maximum 2 weken na ontvangst van het staal. Stalen moeten te laatste op donderdagmorgen in het labo voor pathologie aanwezig zijn, om met de run van de daaropvolgende week meegenomen te worden.
<u>Afname materiaal:</u>	Bij voorkeur biopsie, eventueel cytologieblok.
<u>Afname-instructies:</u>	Biopsie na afname zo snel mogelijk fixeren. Fixeren in 4% gebufferde formaldehyde. Fixatietijd tussen 4 en 48 uren.
<u>Specifiek voor externe stalen:</u>	<a href="#">Aanvraagformulier</a> of begeleidende brief met volgende gegevens: <ul style="list-style-type: none"><li>• patiëntidentificatie,</li><li>• mutualiteitsgegevens,</li><li>• staalidentificatie (nummer staal en paraffineblok),</li><li>• staaltype en localisatie,</li><li>• type fixatief, en</li><li>• indien beschikbaar, fixatieduur:<ul style="list-style-type: none"><li>○ ongekend,</li><li>○ tussen 4 en 24 uren,</li><li>○ tussen 24 en 48 uren,</li><li>○ meer dan 48 uren.</li></ul></li></ul> <p>Paraffineblok.</p> <p>Verzendadres: Laboratorium voor Pathologie AZ Delta Deltalaan 1 8800 Roeselare Tel.: 051/23 77 32 Fax: 051/23 79 40</p>
<u>Interferentie:</u>	Weefsels gefixeerd in andere fixatieven dan 4% gebufferde formaldehyde worden uitgevoerd onder voorbehoud. Opmerking: indien het tumorcelpercentage lager is dan 10% na eventuele macrodissectie, wordt dit bij een negatief resultaat vermeld in het rapport (resultaat niet conclusief).